



READ THE MANUAL BEFORE OPERATING THIS PRODUCT

**COMPEX** ®

**FIXX™ MINI**

Massager

## GİRİŞ

Compex <sup>®</sup> Fixx TM Mini AĞRILI ve aşırı çalışmış kaslar için “hareket halinde” son derece taşınabilir derin doku masajı sağlar. Mini, dakikada 1500, 2000 ve 2500 perküsyon arasında değişen 3 farklı hıza göre ayarlanır. Hız ve el basıncını birleştiren masaj ihtiyaçlarınızı ve iyileşme gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde özelleştirir. Fixx TM Mini, ağrıyı azaltmaya, sıkı kasları gevşetmeye yardımcı olabilir ve aktivite öncesinde ısınmak için kullanılabilir.

## KULLANIM TALİMATLARI

1. Şarj fişini duvar prizine bağlayın. Kullanmadan önce 1-1,5 saat şarj edin.
2. Fixx TM Mini’yi şarj edilirken kırmızı bir ışık belirir. Pil tamamen şarj edildikten sonra yeşil bir ışık belirir.
3. Kullanmadan önce Fixx TM Mini'nin kapalı olduğundan emin olun. Ardından, milin topun içinde durana kadar topu hafif bir basınçla metal şafta yerleştirin. Top yerinde sabitlenene kadar saat yönünde çevirin. FixxTM Mini'yi çalıştırmadan önce top bağlanmalıdır.
4. Açmak için ışıklar yanana kadar güç düğmesini basılı tutun. İlk seviye hız 1 için güç düğmesine tekrar basın ve hızı hız2 seviyesine artırmak için tekrar basın, sonrasında hız 3 seviyesi için tekrar basın.
5. Fixx TM Mini gövdesinde güç açması için yeşil gösteren bir gösterge ışığı vardır. Pil kapasitesinin% 25'inden daha düşük çalışırken gösterge kırmızı gösterecektir.
6. Kapatmak için güç düğmesini basılı tutun.
7. Topu çıkarmak için Fixx TM Mini'yi kapatın ve topu saat yönünün tersine çevirin ve topu milden uzaklaştırın. Kullanımların arasında topu temizlemek için antibakteriyel veya alkollü mendil kullanın.

## SORUN GİDERME

Fixx TM Mini açılmazsa, pili tamamen şarj olana kadar şarj edin.

Top şafttan çıkarmayacaksa, kaldırmak için saat yönünün tersine çevirin.

Pil şarj olmazsa, Fixx TM Mini veya prizdeki prize bağlı güç kablosunun bağlantılarını kontrol edin.

Fixx TM Mini değnek kolu bağlantısını keserse, her iki sekmenin de döndürüldüğünden ve değnek sap ucunun yuvalarına kilitlendiğinden emin olun.

## BAKIM, TEMİZLİK VE DEPOLAMA

- Cihazı temizlemek için nemli havluyla silin, sonra kurutun.
- Bakteri kirlenmesini önlemek için topu ve/veya uçları anti-bakteriyel mendil ile silin.

## GÜVENLİK UYARILARI

BU ÜRÜN AŞAĞIDAKİ TALİMATLARA UYGUN OLARAK KULLANILMALIDIR:

- Sadece yetişkinler tarafından kullanılır ve/veya yönetilir.
- Herhangi bir ağrı veya rahatsızlık hissederseniz hemen durun.
- Baş ve/veya diğer kemikli bölgelerle temastan kaçınin.

Belirli bir konum başına en fazla 1 dakika boyunca vücut parçaları üzerinde kullanın. Kasların üzerinde hareket etmeye devam edin ve kemik bölgelerinden kaçınin.

- FixxTM' Mini'nin bilye/şaft kısmına parmak, el ve/veya saç koymaktan kaçınin.
- Fixx TM Mini'yi düşürmeyin.
- Bu cihaz, güvenliğinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımına ilişkin denetim veya talimat verilmedikçe, fiziksel, duyuusal veya zihinsel yetenekleri veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
- Cihaz sadece güç kaynağı ünitesi<model NO ile birlikte kullanılmalıdır. ICP15A-050-20000> cihazla birlikte sağlanır.

## KONTRAENDİKASYONLAR

AŞAĞIDAKİ KOŞULLAR GEÇERLİYSE LÜTFEN DOKTORUNUZDAN ONAY ALMADAN FIXX TM MINI KULLANMAYIN:

- Her türden yakın tarihli ameliyatlar
- Titreşimli Minis'den etkilenen deri koşulları ve/veya yaralar
- Fıtklı diskler
- Gebelik
- Diyabet/nöropati veya retina hasarı
- Kalp pillerinin aşınması
- Titreşimli masajlardan etkilenen yaralanmalar
- Epilepsi veya migren
- Disk hernisi
- Spondilolistez
- Vertebral detaşman veya omurga eklemi sertliği
- Eklemelerin veya IUA'nın son değiştirilmesi
- Metal pimler veya metal plakalar
- Sağlıkla ilgili herhangi bir hastalık

## UYARILAR

1. Yaralıysanız kullanmayın.
2. Motor muhafazası deliğine girebilecek suya, kum ve/veya gevşek kalıntılara temas ettirmeyin.
3. Vidaları çıkarmayın veya sökmeye çalışmayın.

## OLUMSUZ REAKSİYONLAR

Fixx TM Mini bir noktada 60 saniyeden fazla veya kemikli bölgelerde kullanıldığında cilt tahrişi ve hafif morarma yaşayabilirsiniz. Ameliyat, cilt durumları, yaralanmalar, sinir koşulları, kırık kemik ve/veya ezikliklerden iyileşme sürecindekilerde olumsuz etkiler yaşanabilir. Reaksiyonlardan kaçınmak için kullanıcılar Fixx TM Mini kullanmadan önce doktora danışmalıdır.

## PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

YÜK KOŞULU YOK ( $\pm\% 5$ )				SINIRLI KOŞUL ( $\pm\% 5$ )			
Hız Seviyesi	Hız 1	Hız 2	Hız 3	Hız Seviyesi	Hız 1	Hız 2	Hız 3
Dk başına vuruş (PPM)	1500	2000	2500	PPM	1500	2000	2500
Güç(W)	3.45	4.15	4.93	Güç(W)	23.68	38.33	54.90
Voltaj(V)	11.74	11.49	11.44	Voltaj(V)	10.62	10.56	10.323
Akım(A)	0.29	0.36	0.43	Akım(A)	2.23	3.63	5.32
Ses(dB)	53.7	55.6	58.2	Mesafe	30cm		
Pil Hücresi Özellikleri	14500 800mAH 3 serisi 1 paralel 12.6V						
Adaptör	AC 100V-240V, DC 5V 2A USB şarj portu, Kablo uzunluğu 1.5M (Uluslararası fişler)						
Beklemede güç tüketimi	2mA bekleme modu s30uA						
Batarya Şarj/Deşarj Süresi	Şarj süresi: 115 saat, Deşarj süresi: 1-1,5 saat						
Çalışma Sıcaklığı	-10°C - 40°C						
Depolama Sıcaklığı	-10°C - 25°C						

## PİL VE ADAPTÖR BİLGİLERİ

Pil Raf Ömrü: Cihaz uzun bir süre kullanılmıyorsa, Fixx TM Mini 3 ayda bir tam şarj etmenizi öneririz. Ayrıca Fixx TM Mininin serin ve kuru bir ortamda saklamanız gerekir.

Pilin servis ömrü 3 yıldır. Koruyucu akım 10A 3S

## UYGUNLUK BEYANI

### FCC BÖLÜM 15B Uyum Bildirimi

Bu cihaz FCC Kuralları Bölüm 15 ile uyumludur. İşlem aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) bu cihaz zararlı parazitlere neden olmayabilir ve (2) bu cihaz istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazit dahil olmak üzere alınan herhangi bir paraziti kabul etmemelidir.

## GARANTİ

Bu cihaz, satın alma tarihinden itibaren iki yıllık sınırlı bir garanti taşır. Garanti yalnızca cihaz için geçerlidir, aksesuarlar ve pil bu garanti kapsamında değildir.

Garanti süresi boyunca arızalı ürünler ücretsiz olarak onarılacak veya değiştirilecektir. Yanlış kullanım, kötüye kullanım, değişiklik veya dışarıdan kaynaklanan hasara dair herhangi bir kanıt halinde bu garanti geçersiz olabilir.

Daha fazla bilgi için lütfen distribütör/üretici ile iletişime geçin.

## COMPEX FIXX TM MİNİ MASAJ

MODEL: INTL-CX202WL06-xxx

Li-ion pil ile çalışır (10 8V, 850 mAh, 9,18 Wh) Nominal Giriş: 5V 2A

Nominal Güç: Maks. 12W

Sadece <ICP15A-050-20008>besleme ünitesiyle birlikte kullanın

## İLETİŞİM BİLGİLERİ

DJO France S A S tarafından dağıtımı yapılmıştır

Centre Europeen de Fret, 3 rue de Bethar 64990 Mouguerre Fransa

[www.compex.com](http://www.compex.com)

Telif Hakkı CO 2020 tarafından DJO, Ur

Bireysel sonuçlar değişebilir. Ne DJO, LLC ne de yan kuruluşlarından hiçbiri tıbbi tavsiye vermez. Bu belgenin içeriği tıbbi tavsiye teşkil etmez. Bunun yerine, eğer varsa, sizin için uygun olabilecek tedavi kursları hakkında bilgi için lütfen sağlık uzmanınıza danışın. INTL-CX2021F13 Rev. A



www.elsa.web.tr  
info@elsa.web.tr



elsaortopedirehabilitasyon  
Teknik Destek;  
teknikdestek@elsa.web.tr  
0312 434 27 94  
0533 367 7154

### ANKARA - MERKEZ

Mustafa Kemal Mah. 2156. Sok.  
No:16/7 Çankaya 06510 ANKARA

Tel : 0312 434 27 94  
0312 434 42 94  
Fax : 0312 434 22 82

### ANKARA - ŞUBE

Süleyman Sırrı Sokak No:21/B  
Sıhhiye 06420 ANKARA

Tel : 0312 432 02 45  
0312 432 12 43  
Fax : 0312 432 42 87

### İSTANBUL - ŞUBE

Perpa Ticaret Merkezi A-Blok  
Kat:1-2-3 No:31 Şişli 34384 İSTANBUL

Tel : 0212 320 88 81  
Fax : 0212 320 88 85